

Anti-Ppp1R3C-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uqk1

Artikelnummer: CM0021964



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PPP1R3C (PTG), validiert für IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Glykogenstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPP1R3C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PTG, PPP1R5, PPP1R3C
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5507
GenID	5507
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-150 von humanem PPP1R3C (NP_005389.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UQK1
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel