


Kaninchen-Poliklonale Anti-Ppp1R7-Antikörper Für Wb, Elisa - Q15435

Artikelnummer: CM0016111



Einführung

Dieser kaninchen-poliklonale Antikörper gegen PPP1R7 erkennt endogene Spiegel der Protein-Phosphatase-1-Regulatorischen Untereinheit 7 in Proben von Menschen und Mäusen. Er wurde für Western Blot (WB) und ELISA validiert und zielt auf die Aminosäure-Region 281-360 ab. Ideal für die IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPP1R7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SDS22; PPP1R7
Spezies	Mensch
Gen-ID	5510
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 281-360 des menschlichen PPP1R7 (NP_002703.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q15435
Proteinmasse	42 kDa
Versand	Eisbeutel