

Anti-Ppp1R9B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96Sb3

Artikelnummer: CM0023436

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PPP1R9B (Neurabin-2/Spinophilin), kreuzreaktiv mit Mensch und Maus. Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Ideal zur Untersuchung der synaptischen Übertragung, dendritischer Stacheln und der Interaktionen mit dem Aktin-Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPP1R9B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Spn; SPINO; PPP1R6; PPP1R9; PPP1R9B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	84687
Gen-ID	84687
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von humanem PPP1R9B (NP_115984.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96SB3
Proteingewicht	89kDa
Versand	Eisbeutel