

Anti-Ppp2R2B/Ppp2R2C Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q00005 / Q9Y2T4

Artikelnummer: CM0021873

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PPP2R2B/PPP2R2C, die regulatorischen Untereinheiten der Proteinphosphatase 2A. Validiert für WB und ELISA, reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Erforschung von Zellsignalwegen und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPP2R2B/PPP2R2C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PPP2R2B/PPP2R2C
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5521/5522
Gen-ID	5521/5522
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz der Aminosäuren 108-220 des humanen PPP2R2B/PPP2R2C (NP_858060.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q00005 / Q9Y2T4
Versand	Eisbeutel