

Anti-Ppp3Cc-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P48454

Artikelnummer: CM0027973



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen PPP3CC (Calcineurin A gamma) gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert ist, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an Calcium-Signalisierung und testisspezifischen Phosphatasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPP3CC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CNA3; CALNA3; PP2Bgamma; PPP3CC
Spezies	Mensch
Gen-ID	5533
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 373-512 von menschlichem PPP3CC (NP_005596.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P48454
Protein-Gewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel