

Anti-Ppp3R1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P63098

Artikelnummer: CM0016841



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen PPP3R1 (Calcineurin-Untereinheit B Typ 1) für WB, IF/ICC, ELISA. Validiert für Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung an Calcineurin-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPP3R1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CNB; CNB1; CALNB1; PPP3R1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5534
GenID	5534
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 11-170 von menschlichem PPP3R1 (NP_000936.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P63098
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel