

Anti-Ppp3R2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Lz3

Artikelnummer: CM0028562

Einführung

PPP3R2 Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB und ELISA, spezifisch für Mensch, Maus und Ratte. Erkennt Calcineurin B Typ 2, eine testisspezifische regulatorische Untereinheit, die an der kalziumabhängigen Phosphataseaktivität beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPP3R2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PPP3RL; PPP3R2
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	5535
GeneID	5535
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-173 des humanen PPP3R2 (NP_671709.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96LZ3
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel