

## Anti-Ppp4C-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P60510

Artikelnummer: CM0013278

### Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PPP4C, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von DNA-Reparatur, Apoptose und Signalübertragung. Rekombinantes Immunogen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter           | Wert                                                                                                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname         | PPP4C-Kaninchen-pAb                                                                                                         |
| Bezeichnungen/Alias | PP4; PPX; PP-X; PP4C; PPH3; PPP4; PPP4C                                                                                     |
| Art                 | Mensch                                                                                                                      |
| GeneID (Mensch)     | 5531                                                                                                                        |
| GeneID              | 5531                                                                                                                        |
| Immunogen           | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine der Aminosäuren 1-307 des humanen PPP4C entsprechende Sequenz enthält (NP_002711.1). |
| Quelle              | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie           | Polyklonale Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung           | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                |
| Kreuzreaktivität    | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                         |
| SWISS               | P60510                                                                                                                      |
| Proteingewicht      | 35 kDa                                                                                                                      |
| Versand             | Kühlakku                                                                                                                    |