

Anti-Ppp4C-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P60510

Artikelnummer: CM0019922

Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes PPP4C (PP4/PPX). Validiert für WB, IHC-P, IP und ELISA. Reagiert mit humanem, Maus- und Rattenprotein. Erkennt ein 35-kDa-Protein. Beteiligt an DNA-Reparatur, Zentrosomenorganisation und TNF-alpha-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPP4C-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PP4; PPX; PP-X; PP4C; PPH3; PPP4; PPP4C
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5531
Gen-ID	5531
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-307 des humanen PPP4C (NP_002711.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P60510
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Kühlakku