

Anti-Ppp5C Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P53041

Artikelnummer: CM0017136



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PPP5C (PP5/PPT), geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte; ideal für die Untersuchung von DNA-Schadensantwort, Apoptose und zirkadianen Rhythmen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPP5C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PP5, PPT, PPP5, PPP5C
Spezies	Human
GeneID (Human)	5536
GeneID	5536
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-210 von humanem PPP5C (NP_006238.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P53041
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel