

Anti-Ppp6C Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 000743

Artikelnummer: CM0009070

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen PPP6C (Serin/Threonin-Proteinphosphatase 6 katalytische Untereinheit). Geeignet für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Zellzyklusregulation und angeborenen Immunabwehrwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPP6C Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PP6; PP6C; PPP6C
Spezies	Mensch
GenID	5537
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00743
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel