

Anti-Ppp6R2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O75170

Artikelnummer: CM0030397

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die regulatorische Untereinheit der Proteinphosphatase 6 (PPP6R2/SAPS2). Validiert für WB und ELISA in humanen Proben. Geeignet für die Untersuchung der PP6-vermittelten Dephosphorylierung und TNF-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPP6R2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PP6R2; SAPS2; SAP190; KIAA0685; PPP6R2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	9701
Gen-ID	9701
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 640-959 von humanem PPP6R2 (NP_001229827.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O75170
Proteingewicht	105kDa
Versand	Kühltasche