

Anti-Ppt1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P50897

Artikelnummer: CM0018181



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PPT1, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der Palmitoyl-Protein-Thioesterase-Funktion bei lysosomalen Speicherkrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PPT; CLN1; INCL; PPT1
Spezies	Human
GenID (Human)	5538
GenID	5538
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 28-306 von humanem PPT1 entspricht (NP_000301.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P50897
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel