

## Anti-Pqbp1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60828

Artikelnummer: CM0002263



### Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes PQBP1 (30 kDa), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von prä-mRNA-Spleißen, Transkription und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PQBP1 Kaninchen mAb                                                                                                             |
| Bemerkungen/Alias | SHS; MRX2; MRX55; MRXS3; MRXS8; NPW38; RENS1; PQBP1                                                                             |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                          |
| GenID             | 10084                                                                                                                           |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-265 von humanem PQBP1 (NP_001027553.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                       |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                          |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                                                                     |
| SWISS             | O60828                                                                                                                          |
| Proteingewicht    | 30kDa                                                                                                                           |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                       |