

Anti-Pqbp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O60828

Artikelnummer: CM0027563



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PQBP1, validiert für Western Blotting (WB) und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. PQBP1 ist ein intrinsisch ungeordnetes Gerüstprotein, das am prä-mRNA-Spleißen, der Transkriptionsregulation und der angeborenen Immunität beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PQBP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SHS; MRX2; MRX55; MRX53; MRX58; NPW38; RENS1; PQBP1
Spezies	Human
GeneID	10084 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-265 von humanem PQBP1 (NP_005701.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O60828
Protein-Gewicht	30kDa
Versand	Eistasche