

Anti-Prb4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P10163

Artikelnummer: CM0023955

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen das menschliche basische prolinreiche Protein 4 aus dem Speichel (PRB4, Parotis-O-Protein). Geeignet für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Maus. Ideal für Forschung im Bereich Speichelproteomik und orale Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRB4 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	Po; PRB4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5545
Gen-ID	5545
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 178-247 des menschlichen PRB4 (NP_002714.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P10163
Proteinmasse	31 kDa
Versand	Eispackung