

Anti-Prb4 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - P10163

Artikelnummer: CM0023910

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen das menschliche basische saliväre prolinreiche Protein 4 (PRB4), validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an salivären Proteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRB4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Po; PRB4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5545
Gen-ID	5545
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 178-247 des menschlichen PRB4 (NP_002714.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P10163
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eispackung