

Anti-Prc1-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43663

Artikelnummer: CM0028441



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-PRC1-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt PRC1 in Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der Zytokinese, Zellteilung und Blasenkrebsforschung. MG ~72 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRC1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ASE1; PRC1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	9055
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 351-620 von humanem PRC1 (NP_003972.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43663
Proteingewicht	72kDa
Versand	Eisbeutel