

Anti-Prcc Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q92733

Artikelnummer: CM0021119

Einführung

Anti-PRCC polyklonaler Antikörper, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit humanem PRCC-Protein (UniProt Q92733). Ideal für die Untersuchung der Zellzyklusregulation und des papillären Nierenzellkarzinoms.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Papilläres Nierenzellkarzinom Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TPRC; RCCP1; Papilläres Nierenzellkarzinom
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	5546
GeneID	5546
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 240-491 des humanen papillären Nierenzellkarzinoms (NP_005964.3) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q92733
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eistüte