


Anti-Prd Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P12955

Artikelnummer: CM0002315



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes PRD (Prolidase, PEPD), geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen, mit Kreuzreaktivität zu Maus. Ideal für Kollagenstoffwechsel- und Prolidase-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRD Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PROLIDASE; PRD
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5184
GenID	5184
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 400-493 von humanem PRD (NP_000276.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P12955
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel