

Anti-Prdm1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O75626

Artikelnummer: CM0023248



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PRDM1 (BLIMP-1), validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/ICC und ELISA. Erkennt menschliches und murines PRDM1; ideal für die Untersuchung der transkriptionellen Regulation bei der Differenzierung von Immunzellen und der Biologie von gewebeständigen Lymphozyten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRDM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BLIMP1; PRDI-BF1; PRDM1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	639
Gen-ID	639
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 70-210 von menschlichem PRDM1 (NP_001189.2) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O75626
Proteingewicht	92kDa
Versand	Eisbeutel