

Anti-Prdm11-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nqv5

Artikelnummer: CM0029495



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes PRDM11 (PFM8) gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus. Ideal für die Untersuchung der Transkriptionsregulation. UniProt: Q9NQV5.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRDM11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PFM8; PRDM11
Spezies	Mensch
Gen-ID	56981
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9NQV5
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel