

Polyklonaler Anti-Prdm14-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Gzv8

Artikelnummer: CM0014734

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PRDM14, geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt PRDM14 aus Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Pluripotenz von Stammzellen und der Entwicklung von Keimzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRDM14-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PFM11; PRDM14
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	63978
GeneID	63978
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-260 des humanen PRDM14 (NP_078780.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9GZV8
Proteingewicht	64 kDa
Versand	Eisbeutel