

Anti-Prdm14 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa, Chip - Q9Gzv8

Artikelnummer: CM0030260

Einführung

PRDM14 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA, ChIP in Human, Maus, Ratte. Unverzichtbares Werkzeug zur Untersuchung von Pluripotenz, Identität embryonaler Stammzellen und Keimzellentwicklung. 64kDa. Q9GZV8.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRDM14 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PFM11; PRDM14
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	63978
Gen-ID	63978
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-260 von humanem PRDM14 (NP_078780.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9GZV8
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel