


Anti-Prdm2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13029

Artikelnummer: CM0013750



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PRDM2 (RIZ1/KMT8), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für epigenetische und Krebsforschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRDM2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RIZ; KMT8; RIZ1; RIZ2; KMT8A; MTB-ZF; HUMHOXY1; PRDM2
Spezies	Human
GeneID (Human)	7799
GeneID	7799
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-176 von humanem PRDM2 (NP_036363.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13029
Protein-Gewicht	189kDa
Versand	Eistasche