

Anti-Prdm6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nqx0

Artikelnummer: CM0029688

Einführung

Anti-PRDM6 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der PRDM6-Funktion bei der glatten Muskelzell-Differenzierung und Chromatin-Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRDM6 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	PDA3; KMT8C; PRISM; PRDM6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	93166
Gen-ID	93166
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 376-595 von humanem PRDM6 (NP_001129711.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NQX0
Proteinmasse	64 kDa
Versand	Eisbeutel