

Anti-Prdm7-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqw5

Artikelnummer: CM0027460

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen humanes PRDM7 (PFM4/ZNF910) gerichtet ist, hergestellt gegen rekombinantes Protein (aa 210-310). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Epigenetisches Forschungswerkzeug zur Untersuchung der Histon-Methyltransferase-Aktivität und der Chromatin-Remodellierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRDM7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PFM4; ZNF910; PRDM7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11105
GenID	11105
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 210-310 von humanem PRDM7 (NP_001091643.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NQW5
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel