


Anti-Prdm9-Polyklonaler Antikörper Für If-P, Elisa - Q96Eq9

Artikelnummer: CM0024664



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen Maus-Prdm9 gerichtet ist und für IF-P und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte; erkennt PRDM9, eine für die meiotische Rekombination kritische Histon-Methyltransferase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Prdm9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Rcr1; Dsbc1; repro7; Meiset; PRDM9-B; G1-419-29; Prdm9
Spezies	Maus
GenID	213389
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 87-370 von Maus-Prdm9 (NP_659058.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q96EQ9
Proteingewicht	97kDa
Versand	Eisbeutel