


Anti-Preb Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hcu5

Artikelnummer: CM0006317



Einführung

Der PREB Kaninchen-monoklonale Antikörper detektiert humanes, murines und Ratten-PREB/SEC12-Protein. Validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA zielt dieser Antikörper auf ein 45 kDa großes GEF ab, das kritisch für den ER-Golgi-Transport und die Transkriptionsregulation ist. Bestellen Sie bei CamelBio für zuverlässige IVD-Beschaffung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PREB Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SEC12; PREB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10113
GenID	10113
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 89-201 von menschlichem PREB (NP_037520.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HCU5
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Eisbeutel