


## Anti-Prelid3B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y3B1

Artikelnummer: CM0021775



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PRELID3B (SLMO2). Geeignet für Western Blot und ELISA. Erzeugt gegen ein synthetisches Peptid aus den Aminosäuren 80-180. Nützlich für die Untersuchung dieses PRELI-Domänen-haltigen Phosphoproteins.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PRELID3B Kaninchen pAb                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | SLMO2, C20orf45, dj543j19.5, PRELID3B                                                                                  |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                 |
| Gen-ID (Mensch)   | 51012                                                                                                                  |
| Gen-ID            | 51012                                                                                                                  |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 80-180 von humanem PRELID3B (NP_057129.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                              |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                 |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                 |
| SWISS             | Q9Y3B1                                                                                                                 |
| Proteingewicht    | 21kDa                                                                                                                  |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                              |