

Anti-Prelp-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P51888

Artikelnummer: CM0022802

Einführung

Hochwertiges PRELP-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem PRELP. Geeignet für Studien zur extrazellulären Matrix und Basalmembran.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRELP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MST161; SLRR2A; MSTP161; PRELP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5549
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 200-360 von humanem PRELP (NP_002716.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P51888
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel