

Anti-Prepl Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q4J6C6

Artikelnummer: CM0015026



Einführung

Polyklonaler PREPL-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Zielprotein ist die prolyl-endopeptidaseähnliche Serinpeptidase, die am Golgi-Transport und an der Exozytose synaptischer Vesikel beteiligt ist. ~84 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PREPL-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CMS22; PREPL
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	9581
GeneID	9581
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q4J6C6
Proteingewicht	84 kDa
Versand	Kühlakku