


Anti-Presenilin 1 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49768

Artikelnummer: CM0024207



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes Presenilin 1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Alzheimer-Krankheitsforschung und Gamma-Sekretase-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Presenilin 1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AD3; FAD; PS1; PS-1; S182; PSNL1; ACNINV3; Presenilin 1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5663
Gen-ID	5663
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 290-380 von humanem Presenilin 1 (NP_000012.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49768
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel