


Anti-Prex1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Tcu6

Artikelnummer: CM0019188



Einführung

PREX1-Kaninchen-pAb erkennt humanes PREX1, einen durch PIP3 und G-Protein-Beta-Gamma-Untereinheiten aktivierten RAC-GEF. Geeignet für WB und ELISA; ideal für die Erforschung der Signaltransduktion und Immunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PREX1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	P-REX1; PREX1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57580
Immunogen	Rekombinantes Protein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1000-1300 des humanen PREX1 (NP_065871.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8TCU6
Proteingewicht	186 kDa
Versand	Kühlpack