


Anti-Prg2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P13727

Artikelnummer: CM0028998



Einführung

Anti-PRG2 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-PRG2. Ideal für die Erforschung von Immunabwehrmechanismen, Überempfindlichkeitsreaktionen und antiparasitären Antworten.

[Mehr erfahren](#)

Produktname	Anmerkungen/Alias	Spezies	GeneID (Human)	GeneID	Immunogen	Quelle	Kategorie	Anwendung	Kreuzreaktivität	SWISS	Proteingewicht	Ver
PRG2 Kaninchen pAb	MBP; BMPG; MBP1; proMBP; PRG2	Human	5553	5553	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des humanen PRG2 entspricht (NP_002719.3)	Kaninchen	Polyklonale Antikörper	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA	Human, Maus, Ratte	P13727	25 kDa	Eisb