

Anti-PrG2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P13727

Artikelnummer: CM0021129



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PRG2 (proMBP), validiert für WB, IF-P und ELISA. Erkennt ein Zytotoxin und Helminthotoxin, das an der antiparasitären Abwehr und immunologischen Überempfindlichkeitsreaktionen beteiligt ist. Geeignet für die immunologische und infektionsmedizinische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRG2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PRG2; BMPG; MBP; MBP1; proMBP; Knochenmark-Proteoglykan
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5553
GeneID	5553
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 17-222 des humanen PRG2 (NP_002719.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13727
Proteingewicht	23 kDa/25 kDa
Versand	Kühlakku