

Anti-Prg4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q92954

Artikelnummer: CM0013563

Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes PRG4 (Lubricin/MSF). Geeignet für Western Blot und ELISA, kreuzreaktiv mit Ratte. Vorhergesagtes MG 151 kDa; nützlich für die Erforschung der Gelenkschmierung und Synovialbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRG4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MSF; SZP; CACP; HAPO; JCAP; PRG4
Spezies	Human
Gen-ID	10216 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 1264-1363 von humanem PRG4 (NP_001121180.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q92954
Proteingewicht	151kDa
Versand	Eisbeutel