

Anti-Prim2 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P49643

Artikelnummer: CM0015133



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes PRIM2 (DNA-Primase große Untereinheit). Validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Ideal für DNA-Replikations- und Zellzyklusstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRIM2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p58; PRIM2A; PRIM2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5558
Gen-ID	5558
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-170 von humanem PRIM2 (NP_000938.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P49643
Protein-Gewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel