


Anti-Prion-Protein (Cd230/Prpc) Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - P04156

Artikelnummer: CM0028380



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes Prion-Protein (PrP, CD230), validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Geeignet für Prionkrankheitsforschung und diagnostische Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Prion-Protein Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CJD; GSS; PrP; ASCR; KURU; PRIP; PrPc; CD230; AltPrP; p27-30; PrP27-30; PrP33-35C; Prion-Protein
Spezies	Mensch
GeneID	5621
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-230 des humanen Prion-Proteins (NP_001073592.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P04156
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel