


Anti-Prion-Protein Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P04156

Artikelnummer: CM0008615



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Prion-Protein (P04156). Validiert für Western Blot (WB) und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Prionenerkrankungs- und Neurowissenschaftsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Prion-Protein Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CJD; GSS; PrP; ASCR; KURU; PRIP; PrPc; CD230; AltPrP; p27-30; PrP27-30; PrP33-35C; Prion Protein
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5621
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 154-253 des humanen Prion-Proteins (P04156) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P04156
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel