


Anti-Präionprotein Polyklonale Antikörper Für Wb, Elisa - P04156

Artikelnummer: CM0024107



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen das menschliche Präionprotein (PRNP). Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Nützlich für die Forschung an Prionerkrankungen, neuronale Entwicklung und Eisenhomöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Präionprotein Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CJD; GSS; PrP; ASCR; KURU; PRIP; PrPc; CD230; AltPrP; p27-30; PrP27-30; PrP33-35C; Prion Protein
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5621
GenID	5621
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-230 des menschlichen Präionproteins (NP_001073592.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P04156
Proteinmasse	28 kDa
Versand	Eisbeutel