


Anti-Prion-Protein Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - P04156

Artikelnummer: CM0023536



Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Prion-Protein (PRNP, P04156). Geeignet für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Für Studien zur Neurodegeneration und Prionenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] Prion-Protein polyklonaler Kaninchen-Antikörper
Anmerkungen/Alias	CJD; GSS; PrP; ASCR; KURU; PRIP; PrPc; CD230; AltPrP; p27-30; PrP27-30; PrP33-35C; in
Spezies	Human
GeneID (human)	5621
GeneID	5621
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 23-230 des humanen Prion-Proteins entspricht (NP_001073592.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P04156
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel