


Anti-Prk2/Pkn2 Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q16513

Artikelnummer: CM0002768



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes PRK2/PKN2 (PKN gamma), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Zellzyklus, Zytoskelettdynamik und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	PRK2/PKN2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PAK2; PRK2; STK7; Pak-2; PRKCL2; PRO2042; PRK2/PKN2
Spezies	Human
GeneID (Human)	5586
GeneID	5586
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16513
Protein-Gewicht	112kDa
Versand	Eistüte