


Kaninchen-Polyklonaler Anti-Prk2/Pkn2-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q16513

Artikelnummer: CM0022209



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PRK2/PKN2, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der Rho/Rac-Signalübertragung, des Zellzyklusverlaufs und der Dynamik des Aktinzytoskeletts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRK2/PKN2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PAK2; PRK2; STK7; Pak-2; PRKCL2; PRO2042; PRK2/PKN2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5586
GeneID	5586
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q16513
Proteingewicht	112 kDa
Versand	Kühlakku