

Anti-Prkab2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O43741

Artikelnummer: CM0025051



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PRKAB2 (AMPK beta-2-Untereinheit). Validiert für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ideal für Stoffwechsel- und Energieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRKAB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PRKAB2
Spezies	Human
GeneID (Human)	5565
GeneID	5565
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 1-272 von humanem PRKAB2 (NP_005390.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O43741
Protein-Gewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel