

Anti-Prkacg Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb & Elisa - P22612

Artikelnummer: CM0024888

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes PRKACG für Western Blotting und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung cAMP-abhängiger Kinassignalisierung und des Hodens.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRKACG Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KAPG; PKACg; BDPLT19; PRKACG
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5568
Gen-ID	5568
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-351 von humanem PRKACG (NP_002723.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22612
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel