


Anti-Prkag1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P54619

Artikelnummer: CM0028303



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches PRKAG1 (AMPK gamma-1-Untereinheit) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für die Energiestoffwechsel- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRKAG1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AMPKG; PRKAG1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5571
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-331 von menschlichem PRKAG1 (NP_002724.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P54619
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel