

## Kaninchen-Polyklonaler Anti-Prkag3-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ugi9

Artikelnummer: CM0017987

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PRKAG3 (AMPK-Gamma-3-Untereinheit) für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung des zellulären Energiestoffwechsels und der Energieregulation in Muskeln.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PRKAG3-Kaninchen-pAb                                                                                                  |
| Bemerkungen/Alias | AMPKG3; SMGMQTL; PRKAG3                                                                                               |
| Art               | Mensch                                                                                                                |
| GeneID (Mensch)   | 53632                                                                                                                 |
| GeneID            | 53632                                                                                                                 |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-70 des humanen PRKAG3 (NP_059127.2) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                             |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                   |
| SWISS             | Q9UGI9                                                                                                                |
| Proteingewicht    | 54 kDa                                                                                                                |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                              |