

Anti-Prkar2B Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P31323

Artikelnummer: CM0002559

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen PRKAR2B, die regulatorische Untereinheit der cAMP-abhängigen Proteinkinase Typ II-beta. Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität für Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur cAMP-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRKAR2B Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PRKAR2; RII-BETA; PRKAR2B
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	5577
GeneID	5577
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 319-418 von humanem PRKAR2B (P31323) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P31323
Protein-Gewicht	46kDa
Versand	Eistasche