

Anti-Prkcdbp (Cavin-3), Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - Q969G5

Artikelnummer: CM0020684

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PRKCDBP (Cavin-3/SRBC), validiert für Western Blot und ELISA.

Kreuzreaktiv mit Ratte. Geeignet für die Erforschung der Dynamik von Caveolae und des zirkadianen Rhythmus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRKCDBP Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SRBC; HSRBC; PRKCDBP; Cavin-3
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	112464
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 75-160 des humanen PRKCDBP (NP_659477.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q969G5
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Kühlakku